

Detección del cáncer colorrectal con la prueba Cologuard

¿Qué es la prueba Cologuard®?

La prueba Cologuard detecta signos de cáncer de colon en las heces (caca). La prueba Cologuard es un examen de detección no invasivo. Es rápida y fácil de usar en el hogar.

¿Qué hay dentro del kit de recolección Cologuard?

Recibirá su kit de recolección Cologuard por correo.



¿Cómo uso el kit de recolección Cologuard?

1. Desembale el kit. Lea la guía del paciente en el interior (inglés y español).
 - Configure un recordatorio de calendario en su teléfono para completar su kit en un plazo de 2 semanas.
2. Recolecte su muestra cuando pueda enviarla a UPS® en ese mismo día o al día siguiente.
3. Envíe su muestra el mismo día o el día después de recolectarla.
 - Programe la recogida de UPS sin cargo (1-844-870-8870 o Cologuard.com/UPS).
 - Lleve su kit a UPS. Encuentre tiendas y horarios en Cologuard.com/UPS. Algunas tiendas están cerradas los domingos o días festivos.
4. Su proveedor de atención médica obtendrá sus resultados aproximadamente 2 semanas después de que Exact Sciences Laboratories reciba su muestra.

Vea el video [Cómo usar Cologuard](#) (en 13 idiomas)
Escanee el código QR o visite Cologuard.com/use



¿Tiene preguntas?

Visite Cologuard.com o llame a Exact Sciences Laboratories al 1-844-870-8870.

Indicaciones para la prueba Cologuard e información importante sobre sus riesgos

La prueba Cologuard está diseñada para evaluar a adultos de 45 años o más que tengan un riesgo promedio de cáncer colorrectal, mediante la detección de ciertos marcadores de ADN y sangre en la materia fecal. No la use si ha tenido adenomas, si tiene enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios, o si tiene antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal. La prueba Cologuard no reemplaza la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. El desempeño de la prueba Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima sobre la base de un estudio clínico a gran escala en pacientes de 50 años o más. El resultado de la prueba Cologuard debe interpretarse con precaución. Un resultado positivo de la prueba no confirma la presencia de cáncer. Los pacientes con un resultado positivo de la prueba deben derivarse para una colonoscopia. Un resultado negativo de la prueba no confirma la ausencia de cáncer. Los pacientes con un resultado negativo de la prueba deben hablar con su médico para saber cuándo necesitan volver a hacerse la prueba. Pueden producirse falsos positivos y falsos negativos. En un estudio clínico, el 13 % de los pacientes sin cáncer recibieron un resultado positivo (falso positivo) y el 8 % de los pacientes con cáncer recibieron un resultado negativo (falso negativo). Solo con receta médica.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard es una marca comercial registrada de Exact Sciences Corporation.
© 2024 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados. M-US-CG-03667 Julio de 2024.

cologuard
by EXACT SCIENCES