

Dépistage du cancer colorectal avec le test Cologuard

Qu'est-ce que le test Cologuard® ?

Le test Cologuard détecte des signes de cancer du côlon dans vos selles (caca).
Le test Cologuard est un test de dépistage non invasif. Il est rapide et facile à utiliser à domicile.

Que contient votre kit de prélèvement Cologuard ?

Vous recevrez votre kit de prélèvement Cologuard par courrier.



Comment utiliser mon kit de prélèvement Cologuard ?

1. Déballiez votre kit. Lisez le Guide du patient présent à l'intérieur (en anglais et espagnol).
 - Créez un rappel sur votre téléphone pour utiliser votre kit dans les 2 semaines
2. Recueillez votre échantillon si vous êtes en mesure de l'expédier par UPS® le jour même ou le lendemain.
3. Envoyez votre échantillon le jour même ou le lendemain du recueil.
 - Programmez un enlèvement UPS gratuit (1-844-870-8870 ou sur Cologuard.com/UPS).
 - Apportez votre kit à UPS. Trouvez les adresses des magasins de dépôt et les horaires sur Cologuard.com/UPS. Certains magasins sont fermés le dimanche ou les jours fériés.
4. Votre professionnel de santé obtiendra votre résultat environ 2 semaines après la réception de votre échantillon par Exact Sciences Laboratories.

Regardez la vidéo [Comment utiliser Cologuard](#) (en 13 langues)
Scannez le code QR ou rendez-vous sur Cologuard.com/use



Des questions ?

Veillez consulter le site Cologuard.com ou appeler Exact Sciences Laboratories au 1-844-870-8870.

Indications et informations importantes relatives aux risques liés au test Cologuard

Le test Cologuard est destiné au dépistage d'adultes, âgés de 45 ans et plus, à risque moyen de cancer colorectal, en détectant certains marqueurs d'ADN et la présence de sang dans les selles. Ne l'utilisez pas si vous avez eu des adénomes, une maladie inflammatoire de l'intestin et certains syndromes héréditaires, ou des antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal. Le test Cologuard ne remplace pas la coloscopie chez les patients à haut risque. Les performances du test Cologuard, chez les adultes âgés de 45 à 49 ans, sont estimées sur la base d'une étude clinique de grande envergure portant sur des patients âgés de 50 ans et plus. Le résultat du test Cologuard doit être interprété avec prudence. Un résultat de test positif ne confirme pas la présence d'un cancer. Les patients ayant un résultat de test positif doivent être orientés vers une coloscopie. Un résultat de test négatif ne confirme pas l'absence de cancer. Les patients ayant un résultat de test négatif doivent discuter avec leur médecin du moment où ils doivent être testés à nouveau. Des résultats faux positifs et faux négatifs peuvent survenir. Dans une étude clinique, 13 % des personnes sans cancer ont reçu un résultat positif (faux positif) et 8 % des personnes atteintes de cancer ont reçu un résultat négatif (faux négatif). Rx only.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719 États-Unis
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard est une marque commerciale déposée d'Exact Sciences Corporation.

© 2024 Exact Sciences Corporation. Tous droits réservés. M-US-CG-03667 Juillet 2024.

 **cologuard**
by EXACT SCIENCES