

Cologuard परीक्षण सेकोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग

Cologuard® परीक्षण क्या है?

Cologuard परीक्षण आपके मल (पूप) में कोलन के कैंसर के संकेतों का पता लगाता है।
Cologuard परीक्षण एक बिना चीरफाड़ वाला स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका उपयोग घर पर तेज़ी से और सरलता से किया जा सकता है।

आपकी Cologuard कलेक्शन किट के अंदर क्या है?

आपको अपनी Cologuard कलेक्शन किट डाक से प्राप्त होगी।



शिपिंग बॉक्स



रोगी के लिए
मार्गनिर्देश



ब्रेकेट



मल कलेक्शन
कंटेनर



द्रव की बोतल
(प्रिजर्वेटिव)



प्रोब + नली



सैंपल लेबल्स

मैं अपने Cologuard संग्रह किट का उपयोग कैसे करूं?

- अपनी किट को खोलें। अंदर दी गई रोगी मार्गदर्शिका (अंग्रेजी और स्पेनिश) को पढ़ें।
 - अपनी किट को 2 सप्ताह के भीतर पूरी करने के लिए अपने फोन में कैलेंडर रिमाइंडर सेट करें।
- अपना नमूना तभी एकत्र करें जब आप उसे **उसी दिन** या **अगले दिन UPS®** में भेज सकें।
- अपने नमूने को एकत्र करने के बाद उसे उसी दिन या उसके अगले दिन भेजें।
 - निःशुल्क UPS पिक अप का समय नियत करें (**1-844-870-8870** या [Cologuard.com/UPS](https://www.cologuard.com/UPS))।
 - अपनी किट को UPS के पास ले जाएं। [Cologuard.com/UPS](https://www.cologuard.com/UPS) पर स्टोर और काम के घंटे खोजें। कुछ स्टोर रविवार को या छुट्टी के दिनों में बंद रहते हैं।
- Exact Sciences Laboratories** को आपका नमूना प्राप्त होने के लगभग 2 सप्ताह बाद आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को आपका परिणाम प्राप्त होगा।



Cologuard का इस्तेमाल कैसे करें वीडियो देखें (13 भाषाओं में)
क्यूआर कोड स्कैन करें या [Cologuard.com/use](https://www.cologuard.com/use) पर जाएं

प्रश्न?

कृपया [Cologuard.com](https://www.cologuard.com) पर जाएं या Exact Sciences Laboratories को **1-844-870-8870** पर कॉल करें।

Cologuard परीक्षण के लिए संकेत और महत्वपूर्ण जोखिम सूचना

Cologuard परीक्षण का उद्देश्य 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के मल में कुछ DNA मार्करों और रक्त का पता लगाकर कोलोरेक्टल कैंसर के औसत जोखिम की जांच करना है। यदि आपको एडेनोमा हुआ है, सूजन आंत्र रोग और कुछ वंशानुगत सिंड्रोम हैं, या कोलोरेक्टल कैंसर का व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास है तो इसका उपयोग न करें। Cologuard परीक्षण उच्च जोखिम वाले रोगियों में कोलोनोस्कोपी का विकल्प नहीं है। 45-49 आयु वर्ग के वयस्कों में Cologuard परीक्षण के प्रदर्शन का अनुमान 50 और उससे अधिक उम्र के रोगियों के एक बड़े नैदानिक अध्ययन के आधार पर लगाया गया है। Cologuard परीक्षण के परिणाम को सावधानी के साथ व्याख्यायित किया जाना चाहिए। एक सकारात्मक परीक्षा परिणाम कैंसर की उपस्थिति की पुष्टि नहीं करता है। एक सकारात्मक परीक्षा परिणाम वाले रोगियों को कोलोनोस्कोपी के लिए भेजा जाना चाहिए। एक नकारात्मक परीक्षा परिणाम कैंसर की अनुपस्थिति की पुष्टि नहीं करता है। एक नकारात्मक परीक्षा परिणाम वाले रोगियों को अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए कि कब उन्हें फिर से परीक्षण करने की आवश्यकता है। गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। एक नैदानिक अध्ययन में, बिना कैंसर वाले 13% लोगों ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया (गलत सकारात्मक) और कैंसर वाले 8% लोगों ने नकारात्मक परिणाम प्राप्त किया (गलत नकारात्मक)। Rx only.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard, Exact Sciences Corporation का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

© 2024 Exact Sciences Corporation. सभी अधिकार सुरक्षित। M-US-CG-03667 July 2024.

 cologuard®
by EXACT SCIENCES