

通过 Cologuard 检测 进行结直肠癌筛查

Cologuard® 检测是什么？

Cologuard 检测可在大便（粪便）中发现结肠癌的迹象。
Cologuard 检测是一种无创筛查。在家中使用快速且简单。

您的 Cologuard 采集套件内有什么？

您将通过邮寄收到 Cologuard 采集套件。



如何使用 Cologuard 采集套件？

1. 打开套件包装。阅读里面的患者指南（英语和西班牙语）。
 - 在您的手机上设置一个日历提醒，以在 2 周内完成您的套件
2. 您可以在当天或第二天带着它到 UPS® 快递网点，采集您的样本。
3. 在采集样本的当天或第二天寄出样本。
 - 安排免费 UPS 揽件（1-844-870-8870 或 Cologuard.com/UPS）。
 - 将您的套件带到 UPS。在 Cologuard.com/UPS 上查找快递网点和营业时间。某些网点在星期日或节假日不营业
4. 在 Exact Sciences Laboratories 收到您的样本约 2 周后，您的医疗保健提供者会获得您的结果。

观看如何使用 Cologuard 视频（13 种语言）。
扫描二维码或访问 Cologuard.com/use



有疑问吗？

请访问 Cologuard.com 或致电 Exact Sciences Laboratories，电话：1-844-870-8870。

Cologuard 检测适应症和重要风险须知

Cologuard 检测旨在通过检测粪便中的血液和某些 DNA 标志物，筛查 45 岁及以上、具有患结直肠癌平均风险的成年人。如果您患有腺瘤、炎症性肠病和某些遗传综合征，或有个人或家族的结直肠癌病史，请勿使用。Cologuard 检测不能替代高危患者的结肠镜检查。Cologuard 检测在 45-49 岁成人中的效能是根据对 50 岁及以上患者的大型临床研究估算的。须谨慎解释 Cologuard 检测的结果。阳性检测结果并不能确认癌症的存在。检测结果呈阳性的患者应转诊进行结肠镜检查。阴性检测结果并不能确认没有癌症。检测结果为阴性的患者应与医生讨论何时需要再次检测。假阳性和假阴性都有可能发生。在临床研究中，在未患癌症的人员中，有 13% 的人收到了阳性结果（假阳性），而在癌症患者中，有 8% 的人收到了阴性结果（假阴性）。Rx only.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard 是 Exact Sciences Corporation 的注册商标。

© 2024 Exact Sciences Corporation. 保留所有权利。M-US-CG-03667 2024 年 7 月。

 cologuard®
by EXACT SCIENCES