

Rastreio do cancro colorretal com o teste Cologuard

Em que consiste o teste Cologuard®?

O teste Cologuard deteta sinais de cancro do cólon nas fezes (excrementos).
O teste Cologuard é um método não invasivo de rastreio. É rápido e fácil de utilizar em casa.

O que inclui o kit de colheita Cologuard?

Receberá o seu kit de colheita Cologuard pelo correio.



Como utilizar o meu kit de colheita Cologuard?

1. Retire o seu kit da embalagem. Leia o Guia do paciente que se encontra no interior (inglês e espanhol).
 - Marque uma data na agenda do seu telefone para se recordar de completar o seu kit no prazo de 2 semanas.
2. Efetue a colheita da sua amostra **no mesmo dia** ou **no dia anterior** à data em que puder levá-la à UPS®.
3. Envie a sua amostra no mesmo dia ou no dia após ter efetuado a colheita.
 - Agende uma recolha UPS gratuita (através do número **1-844-870-8870** ou em Cologuard.com/UPS).
 - Leve o seu kit à UPS. Encontre lojas e respetivos horários de abertura em Cologuard.com/UPS. Algumas lojas encerram aos domingos ou feriados.
4. O seu prestador de cuidados de saúde irá obter o seu resultado cerca de 2 semanas após o Exact Sciences Laboratory receber a sua amostra.

Assista ao vídeo [Como utilizar o Cologuard](#) (em 13 idiomas)
Efetue a leitura do código QR ou visite Cologuard.com/use



Questões?

Visite Cologuard.com ou contacte a Exact Sciences Laboratories através do número **1-844-870-8870**.

Indicações e informações importantes sobre os riscos do teste Cologuard

O teste Cologuard destina-se ao rastreio de adultos com 45 ou mais anos de idade, com risco médio de cancro colorretal, através da deteção de determinados marcadores de ADN e sangue nas fezes. Não utilize se já sofreu de adenomas, se sofre de doença inflamatória intestinal e de determinadas síndromes hereditárias, ou se possui histórico pessoal ou familiar de cancro colorretal. O teste Cologuard não substitui a colonoscopia em pacientes de alto risco. O desempenho do teste Cologuard em adultos de 45 a 49 anos é avaliado com base num estudo clínico de larga escala envolvendo pacientes com 50 ou mais anos de idade. O resultado do teste Cologuard deve ser interpretado com cautela.

Um resultado de teste positivo não confirma a presença de cancro. Os pacientes com resultado de teste positivo devem ser encaminhados para uma colonoscopia. Um resultado de teste negativo não confirma a ausência de cancro. Os pacientes com resultado de teste negativo devem conversar com o seu médico quanto ao agendamento do rastreio seguinte. Podem ocorrer resultados falsos positivos e falsos negativos. Num estudo clínico realizado, 13% das pessoas sem cancro receberam um resultado positivo (falso positivo) e 8% das pessoas com cancro receberam um resultado negativo (falso negativo). Rx only.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719

ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard é uma marca comercial registada da Exact Sciences Corporation.

© 2024 Exact Sciences Corporation. Todos os direitos reservados. M-US-CG-03667-Portuguese julho de 2024.

