## يتميز Cologuard بسهولة استخدامه وسعره المناسب

تتم تغطية Cologuard من قِبل برنامج Medicare ومعظم شركات التأمين الكبرى. يدفع معظم المرضى المؤمن عليهم

على الصعيد الوطني، أكثر من 94% من مرضى Cologuard لا يتحملون نفقات الفحص\*6

\*تعتمد التقديرات الحديثة لشركة Exact Sciences على الفواتير السابقة للمريض.



يمكننا مساعدتك في الاتصال بشركة التأمين الخاصة بك لطرح الأسئلة الوجيهة. اتصل بنا على 1-844-870-8870



سيخبرك مقدم الرعاية الصحية بنتيجة الاختبار بعد حوالي أسبوعين من استلامر العينة في المختبر

تذكر أن Cologuard يعمل على الكشف عن وجود **تغير في الحمض النووي** و**دم** في البراز، لذلك فإن النتائج ستعتمد على هذه العلامات $^{5}$ 



تعني النتيجة السلبية أن الاختبار لمر يكتشف هذه العلامات المحتملة، ومن غير المحتمل أن تصاب بسرطان القولون



تعنى النتيجة الإيجابية أنه تمر اكتشاف هذه العلامات . المحتملة، ومن المهمر معرفة أن النتيجة الإيجابية تختلف عن تشخيص السرطان⁵

تظهر عادة نتائج إيجابية وسلبية كاذبة، لذا يرجى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لمناقشة الخطوات اللاحقة

هل ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات؟ تفضل بزيارة Cologuard.com/UnderstandingResults للحصول على تفاصيل إضافية وشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بنا

# راقب حالتك الصحية عن طريق فحص سرطان القولون

فحص للكشف عن سرطان القولون باستخدام "Cologuard

> سرطان القولون مرض يصيب جميع الأجناس والأعراق والإثنيات¹



سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء، ويُعتبر غالبًا أكثر أُنُواع السرطان قابلية للوقاية إلا أنه أقل الأنواع التي يتمر تفادي الإصابة



وبما أن سرطان القولون آخذ في الارتفاع لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، فإن جمعية الأمريكية لأمراض السرطان توصي حاليًا بالبدء في الخضوع للفحص في عمر الخامسة والأربعين ْ



تذكر هذا التوجيه الإرشادي لأن سرطان القولون قابل للعلاج في حوالي 90%\* من الأشخاص عند التشخيص



لهذا السبب يجب أن يكون الفحص المبكر لسرطان القولون جزءًا من فحوصاتك الطبية الدورية!



اختبار Cologuard مُخصص لفحص الأشخاص البالغين الذين تبلغ أعمارهمر 45 عامًا فأكثر، ولديهم خطورة متوسطة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم. لا يُصرف هذا المنتج إلا بوصفة طبية.



قص هذا التنبيه واحتفظ به لتذكيرك بإعادة مجموعة Cologuard الخاصة بك

وضعه في المكان المعتاد لحفظ التنبيهات، مثل الحمامر أو الثلاجة.



شاهد مقطع الفيديو عن طريقة



الاستخدام على Cologuard.com/use

\*خدمات الترجمة الفورية متاحة بأكثر من 200 لغة

تواصل عبر الرقمر

الدردشة الحبة على

Cologuard.com

1-844-870-8870\* أو عبر

يرجى إعادة مجموعة الاختبار الخاصة بك في موعد أقصاه:



## طريقة استخدام مجموعة اختبار Cologuard

بمجرد استلام مجموعة الاختبار، أخرج المجموعة من العبوة وراجع نشرة المريض المرفقة



ضع وعاء جمع العينة على حامل المرحاض 



ابدأ بالتغوط داخل وعاء جمع العينة



اكشط العينة باستخدامر الأنبوب





تأكد من تعبئة كلا الملصقين



والآن، أعد صندوق الشحن إلى ®UPS. انظر الصفحة التالية من هذه النشرة للاطلاع على معلومات مهمة بخصوص عملية الشحن

أضف المادة الحافظة إلى وعاء جمع العينة

### شحن مجموعة اختبار Cologuard

استخدم ملصق ®UPS المدفوع مسبقًا لشحن المجموعة مرة أخرى إلى Exact Sciences Laboratories في نفس اليومر أو في اليوم التالي بعد الاستلام

تأكد من أن يوم الأحد أو العطلة لن يؤخر إرجاع عينتك

يمكنك الاختيار من بين خياري الإرجاع المجاني:

### الخيار الأول:

حدد موعدًا لإرسال شحنة UPS عبر الإنترنت على Cologuard.com/UPS أو اتصل بالرقم 8870-844-1 لطلب المساعدة

قم بتسليم مجموعة الاختبار في موقع UPS. تفضل بزيارة Cologuard.com/UPS للعثور على الخيارات والأوقات المحلية للتسليمر.

### دواعي الاستعمال ومعلومات مهمة عن المخاطر

اختبار Cologuard مُخصص لفحص الأشخاص البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فأكثر ومعرضين لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة متوسطة عن طريق الكشف عن بعض علامات الحمض النووي والدمر في البراز، ويُحذر عليك إجراء هذا الاختبار إذا سبقت لك الإصابة بأورام غدية، أو إذا كنت تعانى حاليًا من داء الأمعاء الالتهابي وبعض المتلازمات الوراثية، أو إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم. ولا يُعد اختبار Cologuard بديلاً عن تنظير القولون في المرضى المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض بنسبة مرتفعة. يتم تقدير أداء اختبار Cologuard لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45-49 عامًا بناءً على دراسة سريرية كبيرة للمرضى الذين يبلغون من العمر 50 عامًا فأكثر.

يجب تفسير نتيجة اختبار Cologuard بحيطة وحذر. فنتيجة الاختبار الإيجابية لا تؤكد وجود إصابة بالسرطان، ويجب إحالة المرضى الذين تظهر لديهم نتيجة اختبار إيجابية للخضوع لإجراء تنظير القولون. ومن جهة أخرى، فإن نتيجة الاختبار السلبية لا تنفى وجود إصابة بالسرطان. ويجب على المرضى الذين تظهر لديهم نتيجة اختبار سلبية أن يناقشوا مع طبيبهم مهلة إعادة الفحص. ومن الوارد أن تظهر نتائج إيجابية كاذبة وأخرى سلبية كاذبة. في دراسة سريرية، ظهر لدى 13% من الأشخاص غير المصابين بالسرطان نتيجة إيجابية (إيجابية كاذبة) وظهر لدى 8% من المصابين بالسرطان نتيجة سلبية (سلبية كاذبة). لا يُصرف هذا المنتج إلا

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics. Cancer. 2020;126(10):2225-2249. 2. National Cancer Institute. Genetics of colorectal cancer (PDQ®) - health professional version. Accessed September 26, 2022. https://www.cancer.gov/types/colorectal/ hp/colorectal-genetics-pdq 3. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. CA Cancer J Clin. 2018;68(4):250-281. 4. National Cancer Institute. Cancer stat facts: colorectal cancer. Accessed September 26, 2022. https:// seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html 5. Exact Sciences. 2022. Cologuard Patient Brochure. 6. Exact Sciences. 2022.

### **EXACT** SCIENCES



**EXACT SCIENCES CORPORATION** 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719 ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard هي علامة مسجلة لصالح شركة Exact Sciences Corporation. وجميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنيين.

> © الحقوق الطبع والنشر لعامر 2022 محفوظة لشركة .Exact Sciences Corporation M-US-CG-03795